



Experiência e inovação

ComfortGel Blue – a próxima geração de conforto e tecnologia, trazendo tudo que você espera e muito mais.

Um nível ainda maior de conforto faz da ComfortGel Blue uma opção de máscara que mais pacientes adotarão.

Permanecendo fiéis às nossas máscaras de gel aprovadas ao longo dos anos, mantivemos as características de conforto e flexibilidade que se espera enquanto melhoramos o conforto do paciente ainda mais. Incorporamos uma almofada de testa aperfeiçoada que foi projetada para auxiliar na redução de pontos de pressão e desenvolvemos uma porta de exalação com perfil

mais baixo com uma articulação integrada que direciona o fluxo de ar para cima e para longe do parceiro de cama silenciosamente. Também adotamos uma nova formulação de gel. Tudo projetado com uma experiência melhorada para o paciente – e melhor aderência – em mente. E com o uso da ComfortGel Blue com o Controle de Resistência Philips Respironics System One você terá uma terapia PAP e um conforto terapêutico ideal. A ComfortGel Blue e a nossa linha completa de máscaras vão além para auxiliá-lo a fazer com que 100% dos seus pacientes tenham aderência, 100% das vezes.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense **and** simplicity

Fixador da máscara Premium de tamanho único com abas EZ Peel que se ajustam facilmente em quatro lugares para um ajuste seguro e personalizado.

A aba de conforto de silicone melhora a vedação e pode ser retirada para facilitar a limpeza.

A almofada de gel de nova geração é macia e se adapta ao rosto do paciente para um conforto extra.

Os clips de fixação esféricos Quickclips permitem movimento livre e fácil remoção da máscara.

A almofada de testa Premium melhora o conforto e o ajuste.


O seletor de estabilidade sobe e desce para angulação, vedação e ajuste da máscara apropriados.

Microportas de exalação anguladas asseguram uma operação silenciosa e redirecionam o ar para longe do parceiro de cama.

Duas articulações de 360° permitem que os tubos fiquem mais livres.

O nome do produto e o número da peça estão inclusos na moldura facial para facilitar a identificação para você e para o seu paciente.

Tamanhos e configurações do controle de resistência System One estão impressos na parte de baixo da almofada.



Informações para pedidos				
Máscara ComfortGel Blue	P (Extra Pequeno)	S (Pequeno)	M (Médio)	L (Grande)
Máscara com fixador	1070067	1070066	1070065	1070064
Máscara com fixador da máscara, sem porta de exalação	1070071	1070070	1070069	1070068
DuoPack (inclui fixador da máscara e duas almofadas do mesmo tamanho)	1070075	1070074	1070073	1070072
FitPack: inclui o fixador da máscara e almofadas pequenas e médias	N/D	1070053		N/D
Almofadas de reposição	P (Extra Pequeno)	S (Pequeno)	M (Médio)	L (Grande)
Almofada e aba da ComfortGel Blue	1070108	1070107	1070106	1070105
Almofada ComfortGel Blue	1070104	1070103	1070102	1070101
Peças de reposição	Número da peça			
Almofada de testa Premium	1040114			
Fixador da máscara Premium	1033678			
Clips de fixação esféricos Quick Clips, 2 por embalagem	1009723			
Medidor ComfortGel Blue	1012040			

Respironics, ComfortGel, Comfort Flap, DuoPack, FitPack, Quick Clip, StabilitySelector, e System One são marcas comerciais da Respironics, Inc. e de suas afiliadas, todos os direitos reservados.

Favor acessar www.philips.com/comfortgelblue



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a qualquer momento, sem necessidade de avisos prévios ou outras obrigações, não sendo responsável por consequências resultantes do uso desta publicação.

NA 02/02/12 MCI 4103565 PN 1079085 Registro Anvisa: 10216710208

A Philips Healthcare é parte integrante da Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Brasil
0800 701 7789

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Atendimento ao Cliente
Estados Unidos
+1 724 387 4000
www.philips.com/respironics
www.philips.com.br/respironics